



Life Support

PAL Switch

入力スイッチ、困っていませんか？

- ・力が弱まり、現在利用している入力スイッチを動かさなくなってきた。
- ・筋電スイッチは、「高価」で「操作が難しそう」との印象を持っている。
- ・視線入力が使えない。



サイズ	100 × 61 × 18.5mm (突起含まず)
重さ	90g
電源	単4形乾電池2本

販売価格：55,000円(税抜き)

■ シンプルで使いやすい「筋電スイッチ」

筋肉の動く場所に電極を貼り、力を入れたり抜いたりするだけです。わずかな筋活動があれば、それをスイッチとして活用することができます。筋活動は、本体のLEDランプにより確認することもできます。

■ 個々に合わせた設定が可能

利用者の筋力や日々の体調に合わせて、感度調節や校正を行うことで、誤検出を抑えつつも、より小さな筋活動を検出することができますようになります。

■ 軽量でコンパクト

ベットまわりの利用者、介護者の見えるところに置くことができます。

■ 体のどの部分でも使用可能

電極は、手足や額、瞼など随意的に動く部位に取り付けることができます。

- 意思伝達装置やコールブザーを接続し、代替コミュニケーションをとる。
- iPadやiPhoneへの入力と操作(スイッチコントロールの活用)。
- おもちゃやランプを接続して、自らの筋活動を確認する、楽しむ。

【販売元】株式会社ライフサポート研究所

<https://www.life-sprnt.net>

【製造元】株式会社パターンアート研究所

<http://www.p-art.co.jp>

このカタログ記載内容は2018年5月現在のものです。

